

ALUMINIUM (AL)

UK – Flex – TM




Fig. 1

On account of the packaging the extraction arm is delivered in two parts.

- 1a. Mount the table bracket on the edge of the table and tighten the clamps.
- 1b. Or make a hole in the table with a diameter of 60 mm where the extraction arm is to be placed.
2. Place the socket pipe in the hole of the table/bracket and fasten the flange with the included screws.
3. Place the joint of the extraction arm on the socket pipe. Be aware that the spring goes into the pipe and the fingerscrews (!) face forward.




Fig. 2

1. Connect the extraction arm to the main ventilation duct with the Alsident® reducer.
2. Unfold the extraction arm in the direction of the arrows.
3. Finally make sure the damper is open.
4. The extraction arm is now ready for use.

- Twist the hose counter-clockwise to increase tension.
- Twist only until the tension required has been reached.
- The hose might break if the tension is too high (when moving the hose).
- Hoses longer than standard length might not be able to stay in position. This also applies if the suction pen is replaced by a hood.
- The hose is a wearing part with limited durability.
- Hoses that have been twisted too much will not be replaced.

(Other languages: Turn page)

DE – Flex – TM




Abb. 1

Auf Grund der Verpackung wird der Absaugarm in zwei Teilen geliefert.

- 1a. Halter auf Tischrand montieren und Zwingen festschrauben.
- 1b. Oder Loch mit Durchmesser 60 mm in Tischplatte bohren.
2. Sockelrohr in Halter/Loch plazieren und Flansch in Halter/Tisch mit den beigelegten Schrauben festschrauben.
3. Gelenk mit der inneren Feder auf Sockelrohr plazieren. Beachten Sie, dass die Feder in das Rohr hineingesteckt wird und die Daumenschrauben (!) vorwärts zeigen.




Abb. 2

1. Absaugarm mit Abluftrohr mittels der Alsident Reduziermuffe verbinden.
2. Absaugarm in Richtung der Pfeile entfalten.
3. Beachten Sie, dass die Drosselklappe offen steht.
4. Der Absaugarm ist jetzt betriebsbereit.

- Der Schlauch wird durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn gespannt.
- Den Schlauch nur bis zur gewünschten Flexibilität spannen.
- Bei zu hoher Spannung besteht die Gefahr, dass der Schlauch beim Biegen bricht. Den Schlauch bitte nicht ziehen.
- Es kann nicht gewährleistet werden, dass Schläuche über der Standardlänge die Position halten können. Dies trifft auch zu wenn Hauben statt Saugspitzen montiert werden.
- Der Schlauch ist ein Verschleisseteil mit einer begrenzten Lebensdauer.
- Schläuche, die überspannt wurden, werden auch nicht Kulanzmässig ersetzt.

DK – Flex – BM




Fig. 1

Af hensyn til forsendelsen leveres sugearmen i to dele.

- 1a. Sæt bordbeslaget fast på bordet og spænd tvingerne.
- 1b. Eller bor et hul $\varnothing 60$ mm i bordet på den ønskede placering.
2. Placer sokkelrøret i hullet og skru flangen fast med de medfølgende skruer.
3. Placer sugearmens led på sokkelrøret. Vær opmærksom på at fjederbenet går inden i sokkelrøret og, at fingerskruerne (!) vender fremad.




Fig. 2

1. Slut sugearmen til ventilationskanalen med en Alsident® reduktion.
2. Fold sugearmen ud i pilenes retning.
3. Kontrollér at spjældet er åbent.
4. Sugearmen er nu klar til brug.

- Slangen spændes ved at dreje den mod urets retning.
- Spænd kun til den ønskede fleksibilitet er opnået. Træk ikke i slangen; der kan opstå brud.
- Spændes slangen for meget, er der risiko for brud når slangen bøjes.
- Er slangen længere end anbefalet standardlængde eller monteres der andet skærmudstyr end sugespids, gives der ingen garanti for, at slangen kan holde sin position.
- Slangen er en sliddele med begrænset levetid.
- Der ydes ikke erstatning ved slitage eller på overrændte slanger.

BM

Alsident® System 50 FLEX

Aluminium (AL) & Antistatic (AS)
Aluminium (AL) & Antistatisch (AS)
Aluminium (AL) & Antistatisk (AS)



(with 1 or 2 joints) **Table mounting**
(mit 1 oder 2 Gelenke) **Tischmontage**
(med 1 eller 2 led) **Bordmontage**

Alsident® System A/S

Finlandsvej 10 · DK-8450 Hammel · Tlf.: +45 86 96 50 00 · Fax: +45 86 96 50 10
info@alsident.com · www.alsident.com

alsident®
system